

Joint thoracique - Ventilé ou sans valve - 1-Medical

La solution d'urgence pour prévenir le pneumothorax en cas de plaie ouverte du thorax.

Les pansements thoraciques sont la solution d'urgence pour les plaies ouvertes à la poitrine. Ils sont conçus pour prévenir le pneumothorax, la deuxième cause de décès évitable la plus courante sur le champ de bataille.

Pansement thoracique ventilé - Ventilation omnidirectionnelle :

- Dimensions : 4 x 6 pouces - 105 x 150 mm,
- Poids : 40 g,
- Matériau : hydrocolloïde,
- Conception à 4 canaux omnidirectionnels pour empêcher le flux d'air dans la cavité thoracique pendant l'inspiration, tout en permettant à l'air de s'échapper à travers le canal pendant l'expiration.

Pansement thoracique ventilé - Ventilation unidirectionnelle :

- Dimensions : 4 x 6 pouces - 105 x 150 mm,
- Poids : 40 g,
- Matériau : hydrocolloïde,
- Conception à 3 canaux unidirectionnels pour empêcher le flux d'air dans la cavité thoracique pendant l'inspiration, tout en permettant à l'air de s'échapper à travers le canal pendant l'expiration.

Pansement thoracique - Occlusif :

- Dimensions : 4 x 6 pouces - 105 x 150 mm,
- Poids : 40 g,
- Matériau : hydrocolloïde,
- Sans valve.

Matériel médical CE.

