



## **Kiné Tape, bande de Taping - 5cm x 5m - Lot de 2 - Robemed**

Bande adhésive de Kine Taping pour favoriser le drainage lymphatique et vasculaire

Les bandes de Kiné Tape Dr Simson ont un effet mécanique sur la fonction musculaire, les tendons, les ligaments et les articulations. Elles contribuent à réduire la douleur et à améliorer la circulation lymphatique et vasculaire après l'effort.

Selon la découpe et la tension appliquée sur la bande, les effets seront différents.

Elles peuvent soulager les lésions et douleurs dues à l'effort, compléter et prolonger l'action d'un traitement après une séance de kinésithérapie.

- Soutien un muscle affaibli.
- Détend une contracture musculaire.
- Stabilise les articulations.
- Soulage une inflammation localisée.
- Stimule la circulation afin de réduire les inflammations, les oedèmes et lymphodèmes.
- Contribue à une meilleure récupération des lésions (musculaires, tendinites, contusions, oedèmes,...).

- Sans latex.
- Sans substance active.
- Hypoallergénique.
- Perméable à l'eau et à l'air.
- Hydrophobe.
- Adhésif, se fixe directement sur la peau.
- Reste en place 3 à 5 jours.
- S'utilise avant, pendant et après l'effort.

### Disponible en 4 coloris:

- Bleu.
- Orange.
- Rose.
- Noir.

Composition : 97% coton et 3% élasthanne.

Dimensions d'un rouleau : 5 cm x 5 m.

Vendu par lot de 2 rouleaux.

Matériel Médical CE.