



Kit brûlures hydrogel complet avec pansement gel - Lot de 5 sachets de gel Burnaid

Kit complet pour les premiers soins en cas de brûlures. Absorbe la chaleur avec effet froid anti douleur, réhydrate la peau et aide à réduire les risques d'infection.

Pansement et hydrogel destinés aux premiers secours en cas de brûlures et d'ébouillantage avant une prise en charge complète par une équipe médicale.

Kit composé de :

- 5 sachets d'hydrogel
- 1 compresse mousse en polyuréthane (3 mm) imprégnée d'hydrogel

Hydrogel composé de + de 90% d'eau purifiée et d'huile essentielle Tea Tree (Melaleuca Oil) naturellement antiseptique.

Utilisation sur tous types de brûlures superficielles et semi-profondes du 1er et 2ème degré (brûlure avec une casserole, ébouillantage, érythème solaire, brûlures électriques,...).

Effet rafraîchissant en surface et en profondeur: le froid aide à réduire la douleur, les boursouffures et empêche les lésions de gagner les couches profondes de la peau.

L'hydrogel agit également comme dissipateur de chaleur, évacuant la chaleur de la combustion.

Forme une barrière stérile non adhérente afin d'éviter une surinfection, réhydrate l'épiderme.

Facile à appliquer et à retirer, s'adapte aux formes de toutes les parties du corps. L'hydrogel se rince à l'eau.

Utilisé lors des soins d'urgences par les professionnels (pompiers, premiers secours, services d'urgence) mais également indispensable dans une pharmacie domestique.

Pansement 10 x 10 cm :

- Compresse mousse en polyuréthane.
- Épaisseur 3 mm.
- Micro perforé.
- Imprégnée d'hydrogel.
- Non adhérent.
- Non occlusif.
- Conformable.

Sachet 3,5g :

- Présentation en sachet stérile.
- Sachet à usage unique.
- Gel transparent.
- Usage externe.
- Sans parfum.
- Soluble dans l'eau.

Caractéristiques :

- Absorbe la chaleur.
- Effet froid antidouleur.
- Réhydrate la peau.
- Aide à réduire les risques d'infection.
- Limite l'effet de macération.

Développé en Australie depuis 1970.

Stérilisation aux Rayons Gamma.

Vendu par lot de 5 kits spécial brûlures.

Matériel Médical CE de classe IIa.