

### Kit complet pour injections intra-osseuses ARROW EZ-IO - Boîte de 5 sets - TELEFLEX

5 kits complets avec aiguille + tubulure EZ-Connect + bracelet papier + réceptacle d'aiguille sécurisé + stabilisateur

Pour un accès intra-osseux lorsque l'accès vasculaire est difficile à obtenir dans les situations urgentes.



**1 boîte comprend 5 kits, conditionnés sous blister, comprenant :**

- 1 aiguille
- 1 tubulure EZ-Connect
- 1 bracelet papier
- 1 réceptacle
- 1 stabilisateur adhésif

#### Caractéristiques :

- Aiguilles composées d'un cathéter avec connecteur Luer-lock, d'un mandrin et d'un capuchon de sécurité
- 15 gauges, acier inoxydable 304
- Stériles, apyrogènes, emballés dans un emballage protecteur
- S'utilise avec le système de perfusion intra-osseuse Arrow EZ-IO, [EZIO958](#)
- Intrusion rapide, stable et sûre
- Durée d'insertion maximum de 72 heures
- Tubulures 1ml avec valve bidirectionnelle et clamp
- Réceptacles d'aiguille sécurisé
- Bracelets papier
- Stabilisateurs adhésifs, [EZIO966](#)

#### Aiguilles disponibles en 3 tailles différentes :

- 15G 1,8 x 15mm (rose)
- 15G 1,8 x 25mm (bleu)
- 15G 1,8 x 45mm (jaune)

Les aiguilles intra-osseuses sont accompagnées d'un stabilisateur. Celui-ci est constitué d'un adhésif hypoallergénique sensible à la pression, spécialement conçu pour les cathéters EZ-IO de 15 mm, 25 mm et 45 mm, peu importe leur emplacement. Fabriqué sans latex ni caoutchouc naturel, il est transparent. Ce stabilisateur forme une barrière souple et étanche.

**Poids du set :** 5g

**Températures de stockage :** de -20°C à 50°C

Dispositif Médical de classe IIa conforme à la directive 93/42/CEE

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*