

Kit d'intervention d'urgence : Amputation

Pour une prise en charge rapide d'une section de doigt ou de main

Ce kit contient le nécessaire pour la prise en charge d'un patient souffrant d'une section d'un ou plusieurs doigts ou d'une partie de la main.

Composition :

- 2 Paires de gants vinyle stériles non poudrés
- 1 Bande crêpe Velpeau 5 cm
- 1 Bande Velpeau 10 cm
- 2x5 Compresses stériles 7,5 x 7,5
- 5 Unidoses de solution antiseptique (Chlorhexidine 0.5%)
- 1 Rouleau de ruban adhésif à usage médical
- 1 Pochette de froid instantané
- 1 Pochette isotherme
- 1 Sac réceptacle pour main ou doigt sectionné (26,5 x 19,5 cm)
- 1 Fiche INFOMED (*Fiche collectant les premiers renseignements indispensables pour le suivi et l'accueil en milieu hospitalier.*)

Dispositif médical composé de Biocide - Classe IIa - Classe I - Classe I stérile

