

Kit d'intervention d'urgence : Réanimation

Pour une intervention rapide auprès d'une personne inconsciente

Ce kit contient le nécessaire pour la réanimation.

Composition :

- 5 compresses stériles 7,5 x 7,5
- 2 paires de gants Vinyle stériles non poudrés
- 5 canules de Guédel stériles (T0, 1, 2, 3, 4)
- 4 sondes d'aspiration (CH 10, 14, 18, avec raccord stop-vide), CH 26
- 1 flacon de 250 ml d'eau stérile pour rinçage des sondes
- 2 raccords biconiques
- 1 masque d'inhalation O2 adulte haute concentration

Dispositif médical CE (composé de Classe IIa - Classe I – Classe I stérile)

