

Kit de 3 solutions de contrôle cétones pour glucomètre ON Call GK Dual

Tests de contrôle de la cétone pour lecteur de glycémie ON Call GK Dual.

Kit de 3 solutions pour tests de contrôle des cétones pour le glucomètre On Call GK Dual.

Composition du kit:

- 1 flacon 2ml solutions de contrôle 0
- 1 flacon 2ml solutions de contrôle 1
- 1 flacon 2ml solutions de contrôle 2

Matériel Médical CE.

[Voir la fiche produit du lecteur de glycémie On Call GK Dual.](#)

