

FICHE TECHNIQUE

Kit de 4 flacons solution de contrôle analyseur cholestérol 3 en 1 Mission

Tests de contrôle pour analyseur 3 en 1 Mission.

Kit de 4 solutions (2x2ml) pour tests de contrôle de l'analyseur cholestérol 3 en 1 MISSION.

Composition d'un kit:

- 2 flacons 2ml solutions de contrôle 1
- 2 flacons 2ml solutions de contrôle 2

Matériel Médical CE.

[Voir la fiche produit de l'analyseur 3 en 1 Cholestérol, Lipoprotéines, Triglycérides MISSION.](#)

