

FICHE TECHNIQUE

Kit de 7 Elasdyn pour pouliothérapie - Résistances de 3 à 30kg

7 Elasdyn avec crochets et linguet de sécurité pour la pouliothérapie

Les Elasdyn sont des câbles élastiques pour la pouliothérapie. Ils sont terminés par des crochets (avec linguet de sécurité) permettant une accroche à la cage de pouliothérapie, aux espaliers et aux autres accessoires.

Ils permettent d'ajouter de la résistance lors des exercices de rééducation.

Ces 7 elasdyn font 110cm de long et sont d'une couleur différente selon la résistance.

Lot de 7 Elasdyn composé de :

- Un câble élastique Noir - Résistance 3 kg - Très souple
- Un câble élastique Vert - Résistance 5 kg - Souple
- Un câble élastique Vert foncé - Résistance 8 kg - Moyen
- Un câble élastique Jaune - Résistance 10 kg - Fort
- Un câble élastique Rouge - Résistance 15 kg - Très fort
- Un câble élastique Bleu roi - Résistance 20 kg - Extra fort
- Un câble élastique Bordeaux - Résistance 30 kg - Super fort

Fabriqué en France.

