

Kit pour pistolets électroniques Dhn

Kit à usage unique stérile pour pistolets électroniques DHN.

Existe en kit simplifié et kit complet :

- Kit simplifié : comprenant une mire et un clapet,
- Kit complet : contenant une mire, une seringue cône luer centré 10 ml, une aiguille de prélèvement et une aiguille de mésothérapie avec clapet.

3 modèles de kits complets :

- Avec aiguille 0.4 x 4mm
- Avec aiguille 0.3 x 6mm
- Avec aiguille 0.3 x 12mm

S'utilise notamment avec le pistolet [DNH 2 électronique](#).

Conditionné sous blister stérile.
Vendu en lot de 10.

Dispositif médical CE.

