

### Kit tactique de premiers secours - 002 Mini - 1-Medical

IFAK polyvalent et adaptable pour répondre à des besoins multiples

Cet IFAK est un kit de premiers secours polyvalent et adaptable conçu pour répondre aux besoins uniques de différents utilisateurs. Que vous soyez un premier intervenant, un passionné de plein air ou un professionnel, cet IFAK personnalisable est là pour vous soutenir lors de situations d'urgence.

#### Spécifications techniques :

Dimensions : 6,3 x 3,5 x 2,8 pouces - 160 x 90 x 70 mm

Poids à vide : 100 g

Poids avec configuration : 113 g

Matériau : Nylon 500 D

#### Configuration :

1x bandage d'urgence de 4 pouces

1x paire de gants

1x ciseaux

1x garrot

1x gaze compressée

Matériel médical CE.

