

Kits de pièces détachées Littmann pour Classic II Pédiatrique et Nouveau-Né

Pièces détachées pour tout stéthoscope 3M Littmann Classic II Pédiatrique et Nouveau-né

Kits pièces détachées pour les stéthoscopes 3M Littmann

Compris dans le kit pédiatrique (ref KIT340) :

- membrane flottante
- bague noire / bague grise.

Compris dans le kit nouveau-né (ref KIT357) :

- embouts auriculaires souples (petits)
- membrane flottante
- bague noire / bague grise.

Important : le kit pédiatrique ne comprend pas d'embouts auriculaires.

Conditionnement sous blister.

Normes CE.

