



### Lampe d'examen Led Luxamed forte intensité 50 000 Lux avec poignée amovible - Fabrication Allemande

Technologie Led intense 50.000 Lux, poignée amovible stérilisable pour un éclairage de bonne qualité lors d'examens médicaux diverses.

Bénéficiez d'une lampe d'examen poignée amovible et éclairage LED intense de 50 000 Lux à une distance de travail de 30 cm.

Tête de lampe aluminium 4 LED haute performance.  
Poignée amovible stérilisable pour une hygiène parfaite au cours des examens.  
Bras flexible col de cygne de 90 cm pour une maniabilité et un positionnement idéal de la source lumineuse.

Lumière blanche sans dégagement de chaleur.

- Température des couleurs : 4 200 K.
- Luminosité : 50 000 Lux.
- Durée de vie LED 50 000 heures.
- Hauteur maximale : 165 cm.
- LED 15V - 11.25W.
- Interrupteur marche/arrêt sur le câble d'alimentation.

**Lampe: coloris blanc**

#### 2 modèles de support disponibles :

- Support mural.
- Piétement métal 5 branches à roulettes, dont 2 avec freins actionnables au pied pour l'immobilisation de la lampe. Coloris blanc.

Garantie : 2 ans.

Fabrication allemande.  
Matériel médical CE.

Existe également avec poignée amovible stérilisable [couleurs](#).