

## FICHE TECHNIQUE





Lampe d'examen Led haute intensité, 15000 Lux - Luxiflex Mimsal

Eclairage basse consommation pour examens médicaux et interventions mineures, MIMSAL.

L'éclairage LED permet une lumière froide de qualité.

Permet une durée de vie de 25000 heures.

Bras flexible de 72 cm pour une meilleure orientation du rayon lumineux.

- Eclairage 15000 Lux à 50 cm.
- Température de couleur : 4000°K.
- Master LED 8 W.
- Rendu des couleurs : Ra > 80 %.
- Durée de vie: 25 000 heures.
- Fonctionne en basse tension de sécurité.
- Interrupteur à la base du bras articulé.

L'éclairage LED basse consommation d'énergie s'intègre dans une démarche environnementale.

Afin de vous permettre de choisir le modèle le plus adapté à vos besoins dans la gamme MIMSAL, nous vous présentons les lampes avec plusieurs supports de fixation possible :

- Fixation murale (3 points déport 8cm du mur).
- Pied avec embase 5 roulettes (4 kg hauteur 85 cm).

Offre Spéciale : Extension de garantie 7 ans offerte

Conforme IEC 60601-I.

Fabriqué sous ISO I3485:2003, ISO 9001, ISO 14001:2004 et ISO 13485:2003.

Matériel médical CE.