



Lampe d'examen médicale Led, lumière du jour 12 000 Lux - ViewTroniXx

Lumière froide VIEWTRONIXx effet lumière du jour 6500 Kelvin.

Très forte intensité lumineuse de 12 000 lux à 30 cm avec très faible consommation d'énergie avec une puissance limitée à 3 Watts. Lampe d'examen de qualité avec un éclairage optimal et un grand confort d'utilisation.

- Éclairage lumière du jour : 6000-6500°K.
- Intensité lumineuse : 12 000 lux à 30 cm.
- Réglage progressif de l'intensité lumineuse.
- Préhension facilitée grâce à sa poignée ergonomique.
- Bras entièrement flexible
- Puissance 3 Watts.
- Durée de vie de l'ampoule prolongée grâce à la technologie LED.

Coloris blanc laqué.

Dimensions :

- Tête de lampe : Ø 75 mm
- Hauteur du pied : 960 mm.
- Longueur du bras flexible : 720 mm.
- Diamètre embase : 530 mm.
- Longueur du câble : 2 m.

Modèle LAMQ30 livré en 3 parties. Assemblage sans outils.

Poids total (lampe + pied) : 4kg.

La lampe d'examen médicale à LED - VIEWTRONIXx est une exclusivité de Robé Médical.

Matériel médical CE.

Garantie 2 ans.

Existe aussi en version [Éclairage halogène](#).