



Lampe de chirurgie Led haute intensité sur pied 50 000 Lux à 1M

Pour un éclairage haute intensité pour tout type d'intervention.

Haut rendement lumineux de 50000 Lux à 1 mètre.

Eclairage LED haute performance avec lumière froide sans infrarouges.

Durée de vie prolongée de 50000 heures.

Poignée de préhension ergonomique, amovible et stérilisable.

- Intensité lumineuse : 50000 Lux à 1 mètre ; 70000 Lux à 0.80 mètre ; 100000 Lux à 0.50 mètre.
- Durée de vie : 50000 heures
- Avec bras et tête multi-positions s'adaptant à toutes les situations.
- Interrupteur Marche / Arrêt sur la tête de la lampe.
- Lampe robuste au design agréable.
- Température de couleur : 4750 °K
- Diamètre du champ de travail : \varnothing 10 cm à une distance de 50 cm ; \varnothing 13 cm à une distance de 100 cm.
- Matériau : Aluminium epoxy.

L'éclairage LED basse consommation d'énergie s'intègre dans une démarche environnementale.

Matériel garanti 4 ans.

Conforme IEC 60601-2-41

Matériel médical CE.