

## FICHE TECHNIQUE

### Lampe stylo de poche à Led et métal

Lampe stylo en métal laqué avec éclairage LED.

- Eclairage fort et précis.
- Allumage par bouton presseur.
- Corps métal.
- Clip de fixation pour poche poitrine.

Avec double mesures :

- Indicateur de dilatation des pupilles de 2 à 9 mm (8 tailles de pupilles).
- Règle graduée de 0 à 5 cm.

Alimentation avec 2 piles 1,5V AAA LR03 (fournies).

Garantie de 2 ans.

Lampe stylo pratique et robuste pour le diagnostic médical.

