



Lancettes stériles pour stylo autopiqueur

Convient à la plupart des stylos autopiqueurs pour les prélèvements de sang capillaires.

Petites aiguilles qui piquent légèrement la peau afin de recueillir un échantillon de sang.

Elles s'utilisent avec la plupart des [stylos autopiqueurs](#) qui permet de régler la profondeur et la force de la piqûre.

- Usage unique.
- Stérilisation Rayon Gamma.
- Aiguilles ultra fine, 26 ou 28G.

Conditionnement:

En 26G: Boîte de 100 lancettes.

En 28G: Boîte de 25 lancettes, vendu par lot de 4 soit 100 lancettes.

Matériel Médical CE.