



### Lecteur de carte vitale bifente, NFC sans contact - Compatible PC/SC - Set 2 Contactless - Olaquin

Solution complète pour la lecture de la Carte Vitale, la lecture NFC et la sécurisation des FSE.

Le lecteur SET-2 Contactless est un outil 3 en 1 pour les professionnels de santé. Bifente, doté d'une interface NFC, il lit les Cartes Vitale en sans contact, et permet la création ou la sécurisation des Feuilles de Soins Électroniques.

**Référencé PC-SC**, cet appareil se connecte automatiquement à l'ordinateur en Plug'n'Play grâce au port USB. Il permet un accès rapide et sécurisé aux informations des patients, tout en simplifiant les démarches administratives telles que les remboursements et la télétransmission.

#### Caractéristiques techniques :

- Interface: USB 2.0 / USB 1.1
- Conforme PC/SC et CCID
- Connexion : câble USB coudé
- Dimensions : 120 x 70 x 62 mm
- Poids : 120 g
- Coloris : blanc
- Température de stockage : -10°C - 60°C
- Température de fonctionnement : 5°C - 40°C
- Hygrométrie : < 85 % sans condensation
- Alimentation : 5V / 500mA

**Systèmes d'exploitation compatibles :** Windows, Mac Os, Linux

#### Cartes supportées :

- Cartes Vitale 1 et 2
- Application Carte Vitale
- Cartes Professionnel de Santé
- ISO / IEC 7816 Classe A/B/C
- ISO / IEC 14443

#### Certifications :

- USB 2.0 fullspeed / USB 1.1
- EMV Level 1
- Microsoft WHQL
- CE / RoHS

**Garantie :** 2 ans