

Les Sets Ultra Compacts : Le set Major 1D compact N° 3 - Robemed

5 tampons de gaze, 5 compresses, 2 pinces à disséquer et 1 champ de soins.
Ultra compact spécialement étudié pour un minimum d'encombrement.

Pour la réalisation de tout pansement infirmier.

Conçu pour un gain de place et de mobilité.
Idéal lors des déplacements comme les soins à domicile.
Facile d'utilisation et pratique, il se glisse partout.

Composition du set **stérile** :

- 5 tampons de gaze ronds 17 fils,
- 5 compresses non-tissées 30g/m² 7,5 x 7,5cm,
- 1 pince à disséquer plastique bleue,
- 1 pince à disséquer plastique verte,
- 1 champ de soins imperméable 38 x 45 cm,
- 1 blister rigide 1 compartiment 10,5 x 15,5 cm.

Existe également en blister rigide 3 compartiments : [version classique](#).

Conditionnement par carton de 60 sets ultra compacts.
Matériel médical CE.

