



Les sets ultra compacts : Le mini set de soins compact N°6 - Robemed

5 compresses non tissées, 2 pinces à disséquer et 1 champ de soins.

Version ultra compacte spécialement étudiée pour un minimum d'encombrement. Dimensions 11 x 15 cm.

Idéal lors des déplacements comme les soins à domicile. Facile d'utilisation et pratique, il se glisse partout.

Excellent rapport qualité/prix.

Plus de respect de l'environnement avec un set et un conditionnement de taille réduite.

Emballage de qualité médicale et instruments sans PVC. Ne contient aucune substance "Reach".

Instrumentation plastique premier choix avec grande facilité de préhension.

Composition du set stérile (Blister souple) :

- 5 compresses non tissées 7.5 x 7.5cm - 30gr - 4 plis.
- 1 pince à disséquer plastique bleue.
- 1 pince à disséquer plastique verte.
- 1 champ de soins 45 x 45 cm.

Stérilisation Oxyde Ethylène.
Validité 5 ans.

Conditionnement en carton de 60 sets.

Matériel médical CE.