

FICHE TECHNIQUE

Les sets ultra compacts : Le mini set de soins compact n°4 - Robemed

Set avec : 5 tampons de gaze 17 fils, 2 pinces à disséquer, 1 blister rigide

Version ultra compacte spécialement étudiée pour un minimum d'encombrement.

Idéal lors des déplacements : facile d'utilisation et pratique, il se glisse partout. Excellent rapport qualité/prix.

Plus de respect de l'environnement avec un set et un conditionnement de taille réduite.

Emballage de qualité médicale et instruments sans PVC. Ne contient aucune substance "Reach".

Instrumentation plastique premier choix avec grande facilité de préhension.

Composition du set **stériles** :

- 5 tampons de gaze ronds 17 fils,
- 1 pince à disséquer plastique bleue,
- 1 pince à disséquer plastique verte,
- 1 blister rigide mono compartiment 10,5 x 15,5 cm. (version blister rigide).

Conditionnement en carton de 60 sets.

Matériel médical CE.

