



### Leukomed T Plus Bsn Médical - Pansement adhésif transparent compresse absorbante

Pansement adhésif post-opératoire semi-perméable avec compresse absorbante pour recouvrir les plaies peu à moyennement exsudatives.

Pansement transparent en polyuréthane, adhésif avec compresse absorbante et non adhérente.

Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, il réduit le risque de macération. Recouvre les pansements lors de la toilette ou la pratique d'activités aquatiques.

Pour le recouvrement des plaies peu à moyennement exsudatives.

- Haute tolérance cutanée, même sur les peaux sensibles.
- Conformable.
- Bords arrondis sur les 4 côtés.
- Papier protecteur avec face siliconée.
- Film d'application à bord rouge assure une meilleure application du film.
- Radio-transparent.
- Formule sans latex, sans phtalates.

#### **3 tailles disponibles:**

- 5 cm x 7,2 cm.
- 8 cm x 10 cm.
- 8 cm x 15 cm.

Stérilisation : Oxyde éthylène.

Conditionné sous pochette individuelle stérile.  
Vendus par boîte de 50 pansements.

Matériel médical CE.