

FICHE TECHNIQUE









Leukoplast - Bande de fixation adhésive siliconée Hypafix Skin Sensitive

Adaptée aux peaux sensibles. Retrait indolore.

Bande de fixation non-tissée multi-extensible, enduite d'une masse adhésive siliconée, adaptée aux peaux fragiles ou fragilisées.

Pour fixation de pansements primaires, sécurisation de dispositifs (cathéters, tubulures, sondes et drains).

- Bande ultra douce, respectant l'intégrité de la peau.
- Haute tolérance cutanée.
- Conformable et confortable pour le patient.
- Retrait atraumatique, sans résidu de masse adhésive.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, sans risque de macération.
- Re-positionnable.
- Radio-transparent (invisible à la radiographie).
- Peut rester en place jusqu'à 7 jours.
- Sans latex, sans phtalates et sans colophane.

Tailles disponibles :

- 10 cm x 2 m
- 5 cm x 5 m.
- 10 cm x 5 m.

Composition:

- Support : tissu blanc non-tissé en polyester, avec motifs bleus (vagues).
- Masse adhésive : silicone (contact avec la peau) et acrylique.
- Élément protecteur : papier polyéthylène.

Matériel Médical CE.