



### Leukoplast - Pansement adhésif non tissé Soft White - Bsn Médical

Haute tolérance cutanée, pour premiers soins.

Composé d'un support extensible non tissé polyester enduit d'une masse adhésive acrylique et d'une compresse centrale absorbante non adhérente. Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, limite les risques de macération.

Indiqué pour le soin des plaies superficielles : coupures, lacérations, abrasions, prise de sang ou vaccination.

- Doux.
- Confortable.
- Extensible.
- Haute tolérance cutanée.
- Retrait facile et indolore.
- Sans latex.
- Sans phtalates.
- Non stérile.
- Coloris blanc.

#### Tailles disponibles :

- 3,8 cm x 3,8 cm (carton de 1000).
- 7,2 cm x 1,9 cm (carton de 1000).
- 22 mm (6), 38 x 38 mm (4), 19 x 72 mm (12), 38 x 72 mm (8) (boîte de 30).

Carton de 1000 pansements ou boîte de 30. Emballé individuellement.

Matériel médical CE.