

**Lingettes imprégnées - MoliCare® Skin clean - Pack de 50**

Lingettes Hartmann MoliCare Skin de toilette d'appoint en cas d'incontinence qui conviennent aux peaux sensibles.

Composition:

Aqua, Polyglyceryl-4 Caprate, Sorbitan Caprylate, Disodium EDTA, Sodium Benzoate, Octyldodecanol, Parfum, Sodium Cocamphoacetate, Citric Acid, Chamomilla Recutita Flower Extract, Sodium Chloride.

Testé sous contrôle dermatologique.

Dimensions:  
20 x 30 cm.

Utilisation:

Utiliser une lingette par partie intime.  
Procédez de l'avant vers l'arrière lors de la toilette.  
Ne rincez pas à l'eau.

