

## FICHE TECHNIQUE



### Lingettes nettoyantes désinfectantes Stericid Wipes - En boîte de 100

#### Présentation économique en boîte de 100 lingettes. Actif sur Coronavirus.

Lingettes nettoyantes imprégnées d'une solution désinfectante.  
Pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux non invasifs des  
surfaces, du petit matériel médical et dentaire.

- Usage professionnel
- Matériel médical CE
- Prêtes à l'emploi
- Usage unique
- Sans rinçage
- Sèche rapidement
- Temps d'action 5 min
- Tolérance cutanée testée sous contrôle dermatologique

#### **Propriétés microbiologiques :**

- Bactéricide EN1276\*, EN13727, EN13697\*, EN14561 (dont SARM) en 5 min.
  - Tuberculocide sur Mycobacterium Terraе EN14348\* et EN14563\* en 15 min.
  - Fongicide EN14562\* (sur Aspergillus Fugimatus) en 5 min.
  - Levuricide EN1650, EN13697\*, EN13624\*, EN14562\* sur Candida albicans en 5 min.
  - Virucide EN14476 sur HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, RSV, H1N1, HSV-1, Polyomavirus\* en 1 mn, Rotavirus\* en 15 min.
- (\*) en conditions de saleté.

#### **Précautions d'emploi :**

Consulter la fiche technique au préalable.  
Éviter le contact avec une peau irritée, une plaie ou les muqueuses.

**Dimensions de la lingette :** 130 x 200 mm.

**Conditionnement :** 1 boîte distributrice de 100 lingettes.

**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez  
l'étiquette et les informations concernant le produit.**