

Lingettes nettoyantes désinfectantes Stericid Wipes

Présentation économique en boîte de 120 lingettes. Actif sur Coronavirus.

Lingettes nettoyantes imprégnées d'une solution désinfectante. Pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux non-invasifs des surfaces, du petit matériel médical et dentaire.

- Prêtes à l'emploi.
- Usage unique.
- Sans rinçage.
- Sèche rapidement.
- Temps d'action 5 min.
- Tolérance cutanée testée sous contrôle dermatologique.

Propriétés microbiologiques :

- Bactéricide EN1276*, EN13727, EN13697*, EN14561 (dont SARM) en 5 min.
 - Tuberculocide sur Mycobacterium Terraе EN14348* et EN14563* en 15 min.
 - Fongicide EN14562* (sur Aspergillus Fugimatus) en 5 min.
 - Levuricide EN1650, EN13697*, EN13624*, EN14562* sur Candida albicans en 5 min.
 - Virucide EN14476 sur HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, RSV, H1N1, HSV-1, Polyomavirus* en 1 mn, Rotavirus* en 15 min.
- (*) en conditions de saleté.

Précautions d'emploi :

Consulter la fiche technique au préalable.

Eviter le contact avec une peau irritée, une plaie, ou les muqueuses.

Dimensions de la lingette : 130 x 200 mm.
1 boîte distributrice de 120 lingettes.

Usage professionnel.

Matériel médical CE.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



robé
+ médical

