

### Lotion de friction à l'arnica - Arnican - 240 ml - Cooper

Optimise la préparation et la récupération sportive. Testé dermatologiquement

Cette lotion combine les bienfaits réparateurs de l'arnica avec ceux du vératrole et du lévomenthol.

Elle est conçue pour les incidents traumatiques tels que les chocs, les coups ou les chutes, ainsi que pour l'utilisation lors de la préparation et de la récupération sportive.

- S'utilise avant le sport afin de chauffer les muscles et de les préparer à l'effort physique
- S'utilise après le sport pour décontracter les muscles endoloris et limiter l'apparition des courbatures
- Non gras
- Absorption cutanée rapide
- Testé sous contrôle dermatologique

À base d'arnica, vératrole et lévomenthol.

#### Application :

Usage sportif : Verser la lotion dans le creux de la main et appliquer par friction sur les zones musculaires.

Après un choc : Appliquer 2 à 3 fois par jour sur la zone concernée en massages légers.

#### Précaution d'emploi :

- Usage externe
- Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 6 ans
- Ne pas utiliser sur les plaies, muqueuses et les yeux
- Ne pas utiliser sur une peau lésée ou irritée
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants

**Conditionnement** : flacon de 240 ml

