

FICHE TECHNIQUE







Mallette légère et résistante pour infirmières et médecins.

Fait de nylon spécial, cette mallette médicale est particulièrement légère et robuste.

Elle possède de nombreux rangements et une poche extérieure à fermeture éclair.

- Fait de nylon résistant et lavable
- Poids particulièrement réduit
- Ouverture de taille avec renforcements des bords
- Poche extérieure à fermeture éclair
- Système de fermoir double de plastique ABS
- Poignée double ergonomique

Équipement intérieur :

- élément latéral amovible à 6 compartiments,
- 1 grand compartiment intérieur,
- élément de fond amovible permettant le compartimentage individuel à l'aide d'un système de séparations enfichables de plastique stable,
- distributeur d'ampoules mobile compris

Dimensions:

longueur 38cm x largeur 21cm x hauteur 27cm

Matériel :

Nylon avec cuir artificiel

Coloris:

Noir