



Mallette infirmière Ego Persona avec rangements multiples - Violet - Dim. 41 x 26 x 26cm

Nouvelle mallette renforcée multifonctions avec séparations amovibles et poches latérales. Convient pour les visites et soins infirmiers à domicile.

Mallette polyvalente de qualité, en tissu souple très résistant et imperméable.

Multifonctions, dispose de 8 compartiments intérieurs entièrement modulables (attaches velcro), de deux petites poches latérales et deux grandes poches frontales pour un rangement pratique et organisé (matériels, documents, stylos, ordonnances, etc.).

Prise en main aisée grâce aux 2 poignées, bandoulière réglable pour le port sur l'épaule.

Ouverture de la mallette et des poches par fermeture éclair.

Base renforcée, matelassée et patins de protection.

Poignées et bandoulière renforcées, passent sous la mallette pour plus de solidité.

Usage intensif.

- 8 séparations intérieurs amovibles, avec bandes velcro.
- 1 poche frontale avec poches et système de maintien pour stylos et autres accessoires.
- 1 poche de rangement pour ordonnance, feuilles de soins,... à l'intérieur du rabat de fermeture.
- 1 poche frontale avec pochette transparente (attache velcro).
- 2 poches latérales.
- Ouverture par fermeture éclair.
- Capacité maximale: 5 kg.
- Entièrement lavable.

Également disponible en [noir](#).

Usage intensif.

Dimensions totales: L.41 x l.26 x H.26 cm.

Dimensions poche principale: L.32 x l.13 x H.20 cm.

Dimensions poches latérales: L.13 x l.4 x H.20 cm.

Dimensions poche frontale: L.32 x l.5 x H.20 cm.

Poids vide: 1.200 kg.

Livrée complète avec séparations amovibles, pochette transparente et bandoulière réglable.

Garantie 2 ans.