

## FICHE TECHNIQUE



### Mallette infirmière avec séparations amovibles Robé Médical - Dim. 35 x 20 x 25cm

Mallette tissu nylon matelassé anti-choc, très résistante avec bandoulière et poignée. Garantie 3 ans.

Résistante, protège le matériel. Séparations amovibles permettant un positionnement personnalisé à votre besoin.

Mallette infirmière légère et fonctionnelle. Qualité professionnelle.

- 3 séparations intérieurs amovibles, avec bande auto-agrippante.
- 1 filet, pour papier, à l'intérieur du rabat de fermeture.
- 2 fermetoirs à clips.
- Doublure anti-choc.
- Lavable.
- Couleur bleue turquoise ou noire.
- Facile à transporter, prise en main aisée, port sur l'épaule.

Livrée complète avec séparations

Dimensions : L.35 x l.20 x H.25 cm.

Poids vide : 1.3kg.

Garantie 3 ans.