

FICHE TECHNIQUE

Mallette médicale infirmière - Robé Médical - Dim. 40 x 20 x 25cm

Pour soins médicaux, visites et urgences.

Protège le matériel de diagnostic et l'équipement médical.

Idéal pour la visite et les urgences, médecins, infirmières, kinésithérapeutes, étudiants, obstétriciens...

Fabriqué à partir de polyester imperméable, se porte en bandoulière ou à l'aide des anses reliées par un scratch.

Composé de:

- 2 poches latérales à scratch.
- 1 poche frontale pouvant contenir des documents (grâce au filet), des sylos et autres accessoires.
- 9 petits compartiments intérieurs.

Plusieurs coloris disponibles :

- rouge : spécial urgences.
- noir et turquoise : pour soins médicaux et visites.

Couleur durable dans le temps et nettoyage aisé.

Dimensions : L 40 x l 20 x H 25 cm

Poids vide : 0,9 kg.

