



Mallette médicale polyvalente Doctor Bag Robé Médical - Dim. 42 x 15 x 32 cm

Spécial déplacements à domicile et urgences. Utilisation comme sacoche ou sac à dos

Mallette médicale polyvalente avec séparations et modules amovibles pour visites, soins à domicile et urgences.

Utilisations possibles :

- sacoche à main
- sacoche en bandoulière
- sac à dos avec bretelles ergonomiques et sangles poitrine et ventrale.

3 compartiments de rangement :

- Espace central pour matériel médical :
 - porte-documents (22 x 33 cm)
 - pochette à scratch,
 - porte stylos,
 - 4 modules amovibles, fixations à scratch avec fenêtre transparente et fermeture à zip,
 - 1 ampoulier isotherme, fixation à scratch avec 30 élastiques et poche en gel extractible.
- Espace pour objets personnels :
 - porte stylos,
 - porte-carte de crédit et cartes de visite,
 - pochette pour téléphone à fermeture zippée,
 - 2 pochettes à scratch.
- Espace ordinateur ou rangement de documents :
 - séparation molletonnée,
 - pour ordinateur portable jusqu'à 15,6".

Couleur : Noir

Compositions :

- extérieure : Nylon PVC
- intérieure : Nylon 420 D

Dimensions : L 42 x l 15 x H 32 cm

Poids : 3 kg

Poids maximum contenu recommandé : 5 kg

Garantie 2 ans.

Lors de la réception de la mallette, tous les accessoires se trouvent dans la pochette zippée dos.