

FICHE TECHNIQUE

Mandrin d'obturation BD pour cathéter veineux périphérique gamme Insyte - Boîte de 50

Pour maintenir l'accès veineux hors perfusion.

Compatible avec les cathéters BD Insyte, Insyte W, Insyte Autoguard et Insyte Autoguard W.

Composition :

- Obturateur en polypropylène.
- Protecteur d'obturateur en polyéthylène.
- Sans latex, sans DEHP et sans phtalate.

Différenciation couleur en rapport avec la gauge du cathéter utilisé.

La référence BD 394286 n'existe pas pour les cathéters BD Insyte Autoguard W - 14G.

Usage unique.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Péremption : 3 ans après stérilisation.

Conditionnement individuel stérile.

Boîte de 50 obturateurs.

Matériel médical CE.

Ces mandrins s'utilisent avec [les cathéters BD de la gamme Insyte](#).

