

Mandrins d'obturation pour cathéters Introcan - Boite de 50

Assure l'étanchéité et prévient tout écoulement de sang.

S'utilise notamment lors de perfusions discontinues ou lors d'interruption prolongée d'une perfusion.

Obturateur polypropylène à membrane hydrophobe pour cathéters Introcan safety.

Permet d'obturer la lumière des cathéters entre les perfusions et éviter ainsi la formation de thrombose.

Ne contient ni PVC ni latex.

5 modèles disponibles :

- Bleu pour cathéter Introcan Safety 22 G.
- Rose pour cathéter Introcan Safety 20 G.
- Vert pour cathéter Introcan Safety 18 G.
- Gris pour cathéter Introcan Safety 16 G.
- Orange pour cathéter Introcan Safety 14 G.

[Voir les cathéters courts Introcan Safety.](#)

Stérilisation oxyde d'éthylène, Validité 5 ans.
Conditionné sous emballage individuel stérile.
Vendu par boîte de 50 obturateurs.

Matériel médical CE.

