

FICHE TECHNIQUE

Mannequin Ambu Sani Baby de secourisme et d'enseignement bébé

Mannequin enfant permettant la formation et l'entraînement aux techniques de Réanimation Cardio Pulmonaire (Rcp) sur un bébé.

Hygiénique, le mannequin de secourisme est équipé d'un système de voies respiratoires à usage unique.

Il s'utilise avec des sacs d'insufflation à usage unique pour éliminer tous risques de contaminations croisées.

Pendant les sessions de formation, chaque élève a son propre sac de protection pour voies respiratoires.

Gain de temps et d'énergie, évite le nettoyage, la désinfection et le démontage du visage entre chaque utilisation.

Le mannequin SANI BABY AMBU est d'une conception très réaliste, durant l'apprentissage il permet des repères anatomiques visuels (sternum, cage thoracique, processus xiphoïde), et de s'assurer de la bonne exécution d'insufflation avec la poitrine se soulève normalement.

Matériaux : PE et PVC souple.

Longueur totale : 52 cm.

Poids : 0,980 kg.

Tête mobile

Le mannequin SANI BABY AMBU est livré avec 3 sacs d'insufflation à usage unique.

Nous vous proposons en accessoires le lot de 100 sacs d'insufflation à usage unique SANI BABY AMBU.

Garantie 2 ans.

