

FICHE TECHNIQUE



Matelas hospitalier - Polyuréthane - Densité 35kg M²

Matelas mousse polyuréthane Haute Résilience, classée non feu M4.

- Mousse haute résilience pour un maximum de confort.
- Traitement biopruf et traitement antibactérien.

Dimensions : 200 x 90 x 12 cm.

Matelas recouvert d'une housse PVC, coloris blanc.
Classée non feu M1.
Traitée antibactérien.
Lavable à 90°

Conforme à la norme NF EN 597.
Matelas hospitalier CE.

Très confortable avec hygiène renforcée.