

## FICHE TECHNIQUE



### Mi-bas de compression 70D Cadence - noir

Compression dégressive, stimule la circulation veineuse. À porter sous un pantalon, quotidiennement ou en voyage.

Mi-bas doté d'un large bord côte pour éviter une compression excessive sous le genou.

Effet massant pour une sensation de légèreté et de fraîcheur. Recommandés pour les voyages et les positions assises pour éviter le gonflement des jambes.

La compression, appliquée de façon dégressive de la cheville vers la cuisse, stimule la circulation veineuse, évitant ainsi les sensations des jambes lourdes, les fourmillements, la fatigue liée à de longues stations assises ou debout.

- Large bord confortable.
- Pointe et talon renforcés.
- Pointe de pied avec couture plate.
- Degré d'épaisseur : 70D\*.
- Compression classe I : 10 à 15 mmHg.

\*Le denier (D) indique le niveau d'épaisseur du collant. Celui-ci est compris entre 10 et 100 allant du niveau le plus fin vers le plus épais, et donc opaque.

Disponible en 5 tailles : T1, T2, T3, T4 et T5.

Coloris : noir.

Composition :

84% polyamide, 16% Elasthane Lycra (Fil : Lycra® à double couverture).