

FICHE TECHNIQUE



Mini nébuliseur avec masque, réservoir et tubulure - Adulte

Mini nébuliseur complet avec masque, réservoir à médicaments et tubulure pour une utilisation avec nébuliseur à compresseur.

Nébuliseur adulte avec connexion universelle permettant de s'adapter au débitmètre.

S'utilise avec la plupart des nébuliseurs à compresseur. [Voir toute notre gamme de nébuliseur.](#)

- PVC souple avec barrette nasale.
- Cuve 6 ml.
- Tubulure 2,10 m.
- Dispersion avec un diamètre massique moyen de 3,6 microns.
- Capacité de nébulisation de 0,25 à 0,3 ml/min.

Dimensions du masque :

Hauteur interne : 12 cm
Hauteur totale : 14 cm
Largeur interne : 6 cm
Largeur totale : 8 cm
Profondeur : 6,5 cm

Dimensions de la tubulure :

Longeur : 2,10 m
Diamètre externe : 0,4 cm

Vendu par lot de 10 masques.

Matériel médical CE.