



Mini set de soins ultra compact - Fabrication Européenne - Robé Médical

3 tampons de gaze ronds 17 fils, 1 pince à disséquer plastique bleue, 1 pince à disséquer plastique verte, 1 blister rigide mono compartiment.

Version ultra compacte spécialement étudiée pour un minimum d'encombrement.

Instrumentation plastique premier choix avec grande facilité de préhension.

Composition du set **stériles** :

- 3 tampons de gaze ronds 17 fils,
- 1 pince à disséquer plastique bleue,
- 1 pince à disséquer plastique verte,
- 1 blister rigide mono compartiment.

Conditionnement en lot de 25 sets.
Matériel médical CE.

Fabriqué en Europe.