



Miroir frontal Led de 100 mm Type Clar - Éclairage 6V - Alimentation à Piles

Miroir frontal de Type Clar avec éclairage Led - Alimentation à Piles - Sac de transport inclus

Équipé d'un éclairage LED et de son miroir de 100 mm et de sa lampe 6V longue durée, il fournit une lumière claire et naturelle pour faciliter l'examen des voies respiratoires supérieures.

Réglable de 15 à 22 cm, le bandeau rembourré s'adapte à la majorité des tours de tête. Le miroir et le faisceau se règlent avec précision facilement.

Alimentation à piles, idéale lors des déplacements.
Étui porte-piles intégré au bandeau.
Interrupteur marche/arrêt intégré à l'étui.

- Alimentation à piles (2 piles de 3V) avec étui (piles non fournies)
- Interrupteur marche/arrêt intégré à l'étui porte-piles
- Miroir en argent de 100 mm
- Éclairage LED de Type Clar
- Bandeau rembourré et amovible pour un nettoyage facilité
- Taille du bandeau ajustable en vissant ou dévissant la molette
- Longueur du câble du miroir : 30 cm
- Coupleur de réserve avec vis

Alimentation :

- 2 piles de 3V CR 123A (piles non fournies)
- Interrupteur marche/arrêt intégré à l'étui porte-piles

Diamètre du bandeau :

- Desserré au maximum : 22 cm
- Serré au maximum : 15 cm

Éclairage : 6V

Matériaux : Plastique, métal, verre

Poids : 270 g

Couleur : Noir

Dispositif médical de classe I conforme au Règlement (UE) 2017/745 (MDR).