

## FICHE TECHNIQUE

### Miroir orthopédique mural 170 x 100cm : non quadrillé

Fixation au mur, adapté pour la correction des postures

Ce miroir en verre feuilleté possède un cadre en acier, avec un revêtement en peinture époxy, assurant une sécurité en cas de casse accidentelle.

Les miroirs orthopédiques sont des outils essentiels pour la rééducation, permettant le diagnostic, la correction des postures et la thérapie miroir pour réduire la douleur. Adaptés à la gymnastique rééducative, les miroirs orthopédiques, offrent une visualisation précise des mouvements.

- Entretien facile
- Idéale pour ajuster des postures spécifiques

**Dimensions :** 100 x 170 h cm

**Poids :** 35kg

**Garantie :** 3 ans

Dispositif médical CE de classe I / directive 93/42/CEE

