

FICHE TECHNIQUE

Modèle de main pour injection intraveineuse - 34cm

Main d'entraînement pour injection intraveineuse à utiliser comme modèle pour la formation

Ce modèle de main comprend principalement la veine utilisée pour l'injection intraveineuse, la transfusion sanguine et autres pratiques de ponction.

Possibilité d'y ajouter du sang de synthèse.

- Modèle de main avec veine
- Livré dans une mallette de transport
- Utilisé pour la formation

Compris dans la mallette :

- Main d'entraînement
- Poche de sang
- Foley
- Seringue
- Socle et support poche

Matériau : PVC

Dimension de la main : 34 cm

Information : ce matériel, et les produits vendus avec, ne sont conçus que pour l'entraînement sur simulateur

