

### Mouche bébé électrique New Muky

Simple d'utilisation et hygiénique, conçu pour aspirer les sécrétions nasales chez les bébés et les enfants.

Le mouche bébé électrique Muky permet d'ôter les sécrétions nasales et le mucus chez les bébés et enfants (0 à 12 ans) en quelques secondes.

Aide à soulager la gêne due aux rhumes, gripes, pathologies liées à l'appareil respiratoire causant des sécrétions nasales gênantes.

Hygiénique avec sa tête amovible pour faciliter l'entretien. Embouts stérilisables.

Prise en main ergonomique. Doté de 2 vitesses et d'une mélodie pour distraire l'enfant.

- Buse d'aspiration en silicone.
- Deux options pour régler la puissance d'aspiration.
- Avec fonction de musique douce.
- Fonctionne avec 2 piles AA fournies.

Dimensions : L 172 x l 54 x H 73 mm.

Poids: 151 g (sans les piles).

Mouche bébé électrique Muky livré complet avec 1 buse d'aspiration en silicone, 2 piles AA, 15 bouchons en plastique, 1 bague d'étanchéité en silicone et un mode d'emploi multilingues.

Matériel Médical CE.

