

Mousqueton de pouliothérapie

Mousqueton pivotant de pouliothérapie

Ces mousquetons pivotant servent d'accroches pour la cage de pouliothérapie. Ils sont pivotants pour permettre une meilleure mobilité et ne pas être restreint lors des exercices.

Nos mousquetons sont en acier chromé, avec anneau d'accroche à une extrémité, mousqueton de l'autre.

Disponibles en deux tailles différentes :

- Mousqueton pivotant - longueur mousqueton : 6cm - longueur globale : 10cm,
- Mousqueton pivotant - longueur mousqueton : 8cm - longueur globale : 13cm.

