

### Nébuliseur à compresseur Flo Clineb 0,5ml usage intensif CA-MI

Haute performance pour une utilisation en continu.

Grande efficacité d'inhalation grâce à un taux de nébulisation élevé de 0,5ml/minute, un débit d'air de 16l/minute et un système à compresseur de 184Va de pression. Convient parfaitement pour les traitements intensifs en continu à l'hôpital ou en établissement.

- Débit d'air en service : 5,2 l/min,
- Débit d'air maximum : 16 l/min,
- Taux de nébulisation avec 4ml de solution : 0,50 ml/min,
- Génération de particules: 3,25 µm,
- Réservoir de médicament: 2 à 6 ml,
- Niveau sonore: 57 dBA,
- Pression d'utilisation: 1,3 bars,
- Pression maximum: 2,5 bars,
- Interrupteur marche/arrêt.

Casier de rangement pour masques et accessoires.

Modèle vendu complet avec:

- 1 masque adulte PVC,
- 1 masque enfant PVC,
- 1 tube à air de connexion PVC 100 cm,
- 1 embout buccal,
- 1 embout nasal,
- 2 filtres à air de rechange,
- Adaptateur secteur (Puissance 230V - 50Hz).

Conforme norme EC 93/42/CEE.

Dimensions 25 x 19 x 16 cm.

Poids 2,2Kg.

Fabrication Européenne.

Garantie 2 ans.

Matériel médical CE.

