



### Nébuliseur à micro-compresseur ultra compact Flo Mobile 0,3ml CA-MI

Nébuliseur spécial mobilité avec alimentation secteur et piles rechargeables

Ultra compact et léger, avec alimentation secteur et chargeur pour piles. Fonctions VRS (Vibration Reduction System) pour minimiser l'impact des vibrations et RCC (Rapid Charge control) pour un chargement rapide des batteries. Fonctionnement silencieux et inhalation efficace. Pour un usage pédiatrique ou pour l'adulte.

- Autonomie 40 à 90 minutes sur piles rechargeables
- Débit d'aérosol: 4l/min,
- Taux de nébulisation: 0,3ml/min,
- Génération de particules: 3 µm,
- Réservoir de médicament: 2 à 6 ml,
- Niveau sonore: 50 dBA,
- Pression d'utilisation: 0,8 bars,
- Pression maximum: 2 bars,
- Bouton marche/arrêt.

Le nébuliseur à micro-compresseur comporte 3 options d'alimentation pour une utilisation nomade: à domicile ou à l'hôpital avec adaptateur secteur, à l'extérieur avec prise allume cigare ou piles rechargeables (non fournies).

Modèle vendu complet avec:

- 1 masque adulte PVC,
- 1 masque enfant PVC,
- 1 tube à air de connexion PVC 100 cm,
- 1 embout buccal,
- 1 embout nasal,
- 2 filtres à air de rechange,
- Sac de transport
- Adaptateur secteur (Puissance 100-240V - 50/60Hz),
- Prise allume cigare ( Puissance 12V)
- Fonctionne avec 8 piles rechargeables ( non fournies).

Conforme norme EC 93/42/CEE.

Dimensions 14 x 7x 9cm.  
Poids 560g (sans les piles).

Fabrication Européenne.

Garantie 5 ans.

Matériel médical CE.