

FICHE TECHNIQUE









Nettoyant Désinfectant 3D sols et surfaces - Dose de 20ml et bidon de 5L

Pour le nettoyage et la désinfection des sols en milieu médical et collectivités.

Désinfectant 3 D pour tout type pour sols plastiques ou carrelage.

- Désinfectant selon norme EN 1040.
- Détergence renforcée.
- Désodorisant.

Ph neutre - Ne mousse pas - Sans rinçage.

Pour le nettoyage, l'assainissement et la désodorisation, dans le domaine des collectivités: maisons de retraites et cliniques, restaurants, pour WC, salles de bains, halls, locaux sanitaires, poubelles ou toutes surfaces lavables. Biodégradabilité supérieure à 90 %.

Parfum "Douceurs des Alpes, Boréal ou Vent frais".

Existe en bidon de 5 L (à l'unité) ou dose de 20 mL (carton de 250 doses).

Bidon de 5 litres recyclable.

MODE D'EMPLOI

Agiter avant l'emploi.

Pour une activité détergente assainissante : 50 ml pour 8 litres d'eau. Pour une activité désinfectante : 20 ml par litre d'eau. Ne pas rincer. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Craint le gel.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. H226 Liquide et vapeurs inflammables