



### Nouveau : Stéthoscope Littmann - Classic III - Édition limitée - Couleur Noir et Cuivre

Pratique et élégant avec une technologie performante d'écoute des hautes et basses fréquences. Convertible pour des auscultations adultes et enfants.

Le stéthoscope Littman Classic III Édition limitée Cuivre combine l'esthétique unique de la couleur noir et cuivre avec une performance acoustique de haute qualité, tout en offrant un confort d'utilisation prolongé pour les professionnels.

**Les membranes double fréquence** permettent d'entendre les sons hautes et basses fréquences en fonction de la pression exercée sur le pavillon, et offre ainsi une sensibilité acoustique de précision.

**Le côté pédiatrique du pavillon double-face** se convertit en cloche traditionnelle, en remplaçant la membrane par une bague anti-froid.

Dispositif médical CE, Classe IIa – Directive 93/42/CEE.

#### - Pavillon noir avec accents cuivrés en édition limitée

- Tubulure en caoutchouc, sans ajout de latex naturel et sans phtalate
- Résistant aux taches, à l'alcool, aux huiles
- Souple et flexible
- Entend les basses fréquences < 120 Hz
- Étanchéité acoustique des embouts auriculaires
- Embouts auriculaires réglables pour un ajustement personnalisé et plus de confort
- Côté pédiatrique convertible en cloche ouverte par retrait de la membrane.

#### Caractéristiques techniques :

- Longueur : 69 cm
- Poids du pavillon : 82 g
- Poids total : 150 g
- Puissance acoustique : 8
- Diamètre de la membrane pour enfants : 33 mm
- Diamètre de la membrane pour adultes : 43 mm
- Matériau de la membrane double fréquence : époxy et fibre de verre
- Matériau du double pavillon : acier inoxydable
- Matériau de la lyre et des embouts : aluminium anodisé

**Coloris :** Noir et Cuivre

#### Livré avec :

- Embouts auriculaires
- Bague anti-froid
- Manuel d'utilisation

**Garantie :** 5 ans

Fabriqué aux États-Unis